

IMPORTANTE


Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página www.stereon.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- No uses ni almacenes la esfera en lugares con humedad ni la manipules con las manos húmedas.
- El equipo tiene cubierta de silicona suave, aun así, se recomienda evitar someterlo a golpes o caídas fuertes.
- No expongas el producto a temperaturas extremas.
- Cualquier reparación no autorizada anulará la garantía.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- Limpia la esfera con una toalla ligeramente humedecida y suave.
- No la utilices para otros fines que no sean destinados para masaje.
- No lo uses con otros dispositivos al mismo tiempo.
- Evita que el equipo sea mojado o caiga accidentalmente al agua.
- Está prohibido su uso alrededor de la cabeza, corazón y partes íntimas.
- No se recomienda su uso sobre huesos; debe ser utilizado solo sobre tejido blando del cuerpo.
- Este producto no está destinado para aplicaciones de fisioterapia, rehabilitación o tratamiento de enfermedades.
- Utiliza solo pilas nuevas, cuando sea necesario reemplazarlas, y asegúrate de colocarlas en la polaridad correcta.
- Los niños deben supervisarse para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.


Este equipo no se recomienda para:

1. Personas que se hayan sometido a una corrección ósea.
2. Personas con dolor agudo, como osteoporosis, esguinces, distensiones musculares en fase aguda, etc.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 4,5 V (3 x AAA)

Diámetro: 75 mm

DESCRIPCIÓN

Botón de Modo

Primera pulsación:


Activa la vibración en intensidad alta

Segunda pulsación:

Reduce la vibración a intensidad baja


Tercera pulsación:

Apaga completamente la vibración


MODO DE USO


CÓMO REEMPLAZAR LAS PILAS


A



B




C




* De venta por separado

Asegúrate de que la polaridad sea la correcta.




D

E



F



PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Esfera vibradora para masaje
Modelo: MSG-100
Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro **Centro de Atención a Clientes**, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren: **(55) 15 16 60 00**